

الاسئلة الشائعة لفحص كوفيد-١٩ السريع للأجسام المضادة

من يمكنه استخدام الفحص المنزلي لاختبار الأجسام المضادة؟

هذا الفحص مصرح به للاستخدام في المنزل مع عينات من مسحة للأنف الأمامية التي يتم جمعها ذاتيا من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ عاما فما فوق أو أن يقوم احد البالغين بأخذ عينات من مسحة للأنف من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ سنة أو أكثر. إذا كان عمر الفرد أقل من عامين، يوصى باختبار PCR COVID-١٩.

هذا الاختبار مجاني ويتم توزيعه من قبل إدارة الموارد والخدمات الصحية من خلال عيادة نورث إيست للخدمات الطبية (HRSA) الأمريكية وذلك لضمان وتوسيع نطاق الفحص المجاني وان يكون متاح (NEMS) للمجتمع. والفحص غير مصرح به لإعادة البيع.

ماذا أفعل إذا كانت نتيجة الفحص إيجابياً؟

- * التقط صورة لنتيجة اختبارك الإيجابية لتوثيقها، وأظهرها لمزود الخدمة خاصتك.
- * اتصل بمزود الخدمة خاصتك لمناقشة إجراءات العزل واحتمالات العلاج.
- * دواء NEMS متاح لدى صيدلية مضاد لفيروس "كوفيد-١٩" للمرضى المعرضين لخطر متزايد يتطلب الإقامة بالمستشفى.
- * أخطر جهة (جهات) الاتصال القريبة بإصابتك بفيروس "كوفيد-١٩".

١. خاصة إذا كانت الأعراض المعروفة ظاهرة عليك وكان عمرك أكثر من ٦٥ عاماً أو لديك مشاكل طبية مزمنة.

ماذا أفعل إذا كان الاختبار سلبياً؟

- * إذا كنت لا تزال تواجه اعراض كوفيد-١٩ فيمكنك ان (أ) إعادة فحص الاجسام المضادة أو عمل للتأكيد من ان PCR فحص كوفيد-١٩ سلبي، و (ب) متابعة مع الطبيب الخاص بك.
- * إذا لم تظهر عليك أي أعراض بعد الاختلاط المحتمل مع حامل للمرض او حالة مرضية بالفعل، ففكر في إعادة إجراء فحص للاجسام المضادة متكرر والأفضل من) PCR أو اختبار (٣) الي ٧ ايام بعد الاختلاط

متى يجب أن أستخدم الفحص المنزلي لإختبار الاجسام المضادة؟

إذا كنت تعاني من اعراض كوفيد-١٩ مثل

- * الحمى أو القشعريرة
- * السعال
- * ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
- * ارهاق او تعب
- * آلام العضلات أو الجسم
- * صداع
- * شعور جديد بفقدان التذوق أو الرائحة
- * التهاب الحلق
- * الازدحام أو سيلان الأنف
- * غثيان أو قيء
- * إسهال


إذا كنت تعرضت او احتمال ان تكون اختلطت بأي من اعراض كوفيد-١٩.

إذا كنت بحاجة إلى فحص كوفيد-١٩ للمدرسة أو العمل أو السفر أو مطلوب لمناسبة معينة أو قبل رؤية شخص ذو مناعة ضعيفة للأمراض.




كيفية استخدام الفحص المنزلي لكوفيد - ١٩ المسمي

QuickVue - OTC



الخطوة 1

اغسل يديك أو استخدم مطهر
اليدين قبل بدء الاختبار. تحقق
من أدوات الاختبار وإعداد مكان صحي لوضع جميع
المكونات.




الخطوة 2

أدخل عصا المسحة للأنف بمقياس من ٢/١ إلى ٤/٣ بوصة في فتحة الأنف. فرك مسحة في حركة
دائرية داخل فتحة الأنف على الأقل ٤ مرات. كرر نفس الحركة على فتحة الأنف الأخرى بنفس
عصا المسحة. لتجنب تلوث العينة، لا تلمس طرف عصا المسحة إلى أي شيء آخر غير داخل
فتحة الأنف.



٣ إلى ٤ مرات



اترك المسحة بها لمدة
دقيقة واحدة على الأقل

الخطوة 3

إزالة عصا المسحة ووضها في السائل
في الجزء السفلي من الأنبوب. يحرك
عصا المسحة من ٣ إلى ٤ مرات ويترك في
الأنبوب لمدة دقيقة واحدة.

الخطوة 4


إزالة عصا المسحة وإدراج شريط الاختبار
في أنبوب مع السهم مشيرا إلى أسفل لمدة
١٠ دقائق ولكن ليس أكثر من ١٥ دقيقة.

الخطوة 5

إزالة شريط الاختبار من الأنبوب ووضعه على مخطط شريط الاختبار للتحقق من النتائج.
يجب أن تظهر النتيجة الإيجابية كلا من الخط الأزرق والخط الوردي (أسفل الخط الأزرق
مباشرة)، حتى لو كنت ترى خط وردي خافت جدا، فهذا نتيجة اختبار إيجابية. بينما تظهر
النتيجة السالبة خطا أزرق فقط.




اترك الشريط بها لمدة
١٠ دقائق على الأقل!



السهم التي تشير إلى الأسفل


نتيجة إيجابية



النتيجة السالبة



نتيجة غير صالحة



مسح رمز الاستجابة
السريعة
!لتعلم المزيد

١٩. تعليمات الاختبار-OTC COVID في المنزل Quidel QuickVue المصدر:
<https://quickvueathome.com/>